

# 6-Way Base

A powered seat base with six movement functions

SV	4	Bruksanvisning
EN	16	User manual
DE	28	Gebrauchsanweisung
FR	40	Instructions d'utilisation
ES	52	Instrucciones de uso
IT	64	Istruzioni per l'uso
NO	76	Bruksanvisning



SV

EN

DE

FR

ES

IT

Tack för att du valt en

# 6-Way Base från BraunAbility!

Följande manual är en viktig del av produkten som ger information om hur du uppnår ett optimalt och säkert brukande. Förvara därför manualen så att den lätt återfinns vid behov.

Har du frågor kring din anpassning vänligen kontakta din installatör. Vill du veta mer om oss och vårt utbud av bilanpassningslösningar besök [www.braunability.eu](http://www.braunability.eu).

Än en gång, tack för ditt förtroende!



---

**Säkerhet**

---

6 Säkerhetsåtgärder

---

**Handhavande**

---

7 Vänsterplacerad

8 Högerplacerad

---

**Skötsel­anvisning**

---

9

---

**Felsökare**

---

10

---

**Teknisk specifikation**

---

12 Tekniska data

13 Komponenter

---

**Introduktion för användare**

---

14

"Product certificate" längst bak i manualen.

# Säkerhet

## Säkerhetsåtgärder



*Max brukarvikt är 150 kg.*



*6-Way Base kan inte manövreras då bilens tändning är på.*



*Om brukaren är i behov av fotstöd bör fotplatta användas för att undvika klämrisk.*




*Rullstolen/skotern skall vara förankrad i bilgolvet under färd.*




*Eventuella ingrepp, anpassningar eller reparationer på en 6-Way Base får endast utföras av auktoriserad tekniker.*

# Handhavande

## Vänsterplacerad



# Högerplacerad





## Skötselansvisning

Vid behov .....

Rengör manöverenhet, fotplatta och bottenplatta, se sidan 13.

I ggr vart annat år .....

Kontakta din installatör, se serviceinformation längst bak i manualen.

- Produktdokumentationen skall alltid medtas vid besiktning av fordonet.
- Vid demontering kontakta alltid din installatör.

## Felsökare

6-Way Base fungerar inte.....

Kontrollera att /

- bilens tändning är av.
- säkringen är hel och att bilbatteriet är laddat.
- ingenting är i vägen för vald rörelse.

6-Way Base fungerar trots.....  
att bilens tändning är på.

Kontakta din installatör för översyn.

Missljud hörs vid rörelse.....

Kontakta din installatör för översyn.

För vidare hjälp eller garantifrågor, kontakta din installatör.  
Följande information rekommenderas att ha till hands /

Kontaktuppgifter till installatör /

Modell /

Serienummer /

Tillverkningsår /

Datum vid inköp /

Noteringar /

---

---

---

---

---


---

---

---

# Teknisk specifikation


## Tekniska data



Höjd.....	168 mm
Förflyttning i höjd.....	Från 168 till 348 mm
Bredd.....	400 mm
Bottenplatta kort.....	926 mm
Förflyttning horisontellt, bottenplatta kort.....	514 mm

Bottenplatta lång.....	1126 mm
Förflyttning horisontellt, bottenplatta lång.....	714 mm
Vridvinkel.....	140 °
Max brukarvikt.....	150 kg
Säkring.....	30A

## Komponenter



A.....Krocktestat fäste för bälte  
 B.....Manöverenhet  
 C.....Platta för sätesinfästning  
 D.....Fotplatta (tillval)  
 E.....Bottenplatta

F.....Släde  
 G.....CE-märkning  
 H.....Täckkragar

## Introduktion för användare

BraunAbility Europe AB vill att du som användare skall känna dig trygg och bekväm med din nya produkt. Därför har din installatör till uppgift att gå igenom följande med dig /

Säkerhet  
Handhavande

Om frågor kring produkten skulle uppstå vid ett senare tillfälle är du givetvis välkommen att kontakta din installatör igen.

Ovanstående kapitel är genomgångna /

Datum /

---

Namn på återförsäljare /

---

---

Signatur, installatör

---

Signatur, användare



Thank you for choosing a

# 6-Way Base from BraunAbility!

The following manual is an important part of the product, providing you with information on how to achieve maximum performance and safe operation. Keep the manual in a safe place so that you can refer to it when necessary.

If you have any questions about your adaptation, please contact your installation engineer. If you want to know more about us and our range of car adaptation solutions visit [www.braunability.eu](http://www.braunability.eu).

Once again, thank you for placing your confidence in our products!





---

**Safety**

---

18 Safety measures

**Operation**

---

19 Left hand side

20 Right hand side

**Care instructions**

---

21

**Troubleshooting**

---

22

**Technical specification**

---

24 Technical data

25 Components

**Introduction for users**

---

26

“Product certificate” at the end of the manual.

## Safety

### Safety measures



*Max user weight is 150 kg.*



*6-Way Base cannot be manoeuvred while the car's ignition is on.*



*The footplate should be used if the user requires foot support, to avoid any risk of pinching.*




*The wheelchair/scooter must be anchored to the floor of the car while it is moving.*




*Any modifications, adjustments or repairs to a 6-Way Base may only be performed by authorised technicians.*

# Operation


## Left hand side




Right hand side





C



B



A



# Care instructions

When necessary .....	Clean the control unit, footplate and base plate, see page 25.
Once every two years .....	Contact your installer, see the servicing information at the end of the manual.

- The product documentation must always be available during inspection of the vehicle.
- Always contact your dealer for disassembly.

## Troubleshooting

6-Way Base is not working .....

Check that /

- the car's ignition is switched off.
- the fuse has not blown and that the car battery is charged up.
- there is no obstruction blocking the selected movement.

6-Way Base is working .....  
despite the car's ignition being on.

Kontakta din installatör för översyn.

Discordant sounds are heard .....  
during movement.

Contact your installation engineer.

Please contact your installation engineer if you require further assistance or need to ask questions about warranty. We recommend keeping the following information to hand at all times /

Contact details for the installation engineer /

Model /

Serial number /


Year of manufacture /

Date of purchase /

Notes /

# Technical specification

## Technical data




Height..... 168 mm  
 Heightwise transport ..... From 168 to 348 mm  
 Width..... 400 mm  
 Base plate short..... 926 mm  
 Horizontal transport, base plate short ..... 514 mm

Base plate long ..... 1126 mm  
 Horizontal transport, base plate long..... 714 mm  
 Angle of rotation ..... 140 °  
 Max user weight..... 150 kg  
 Fuse..... 30A



## Components



A.....Crash tested seatbelt mounting  
 B.....Control unit  
 C.....Plate for seat attachment  
 D.....Footplate (option)  
 E.....Base plate

F.....Slide rails  
 G.....CE label  
 H.....Protective covers

## Introduction for users

BraunAbility Europe AB would like you, as a user, to feel secure and comfortable with your new product. For that reason, it is your installer's duty to go through the following with you /

Safety  
Operation

If any questions about the product should come up later on, you are of course very welcome to contact your installation engineer again.

The above chapters have been gone through /

Date /

---

Name of dealer /

---

---

Signature, installation engineer

---

Signature, user



Vielen Dank für Ihre Entscheidung zugunsten einer

# 6-Way Base von BraunAbility!

Dieses Handbuch ist ein wichtiger Teil des gesamten Produkts. Es informiert Sie darüber, wie Sie Ihr Produkt optimal und sicher nutzen. Bewahren Sie es bitte stets so auf, dass es bei Bedarf leicht auffindbar ist.

Sollten Sie Fragen zu Ihrer Umrüstung haben, dann setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler/Monteur in Verbindung. Wenn Sie mehr über uns und unser Angebot an Fahrzeuganpassungslösungen erfahren möchten, besuchen Sie [www.braunability.eu](http://www.braunability.eu).

Nochmals – vielen Dank für Ihr Vertrauen!



---

**Sicherheit**

---

30 Sicherheitsmaßnahmen

**Handhabung**

---

31 Linke Seite

32 Rechte Seite

**Pflegeanleitung**

---

33

**Fehlersuche**

---

34

**Technische Spezifikation**

---

36 Technische Daten

37 Komponenten

**Einweisung des Benutzers**

---

38

“Product certificate” hinten im Handbuch.

# Sicherheit

## Sicherheitsmaßnahmen



*Das max. Benutzergewicht beträgt 150 kg.*



*6-Way Base kann nicht manövriert werden, wenn die Zündung des Fahrzeugs an ist.*



*Wenn der Benutzer eine Fußstütze braucht, sollte diese verwendet werden, um Quetschungen zu vermeiden.*




*Der Rollstuhl/Scooter muss während der Fahrt am Fahrzeugboden befestigt werden.*




*Evtl. Eingriffe, Anpassungen oder Reparaturen an 6-Way Base dürfen nur von autorisierten Fachleuten vorgenommen werden.*

# Handhabung

Linke Seite



Rechte Seite





## Pflegeanleitung

Bei Bedarf.....	Steuereinheit, Fußplatte und Bodenplatte reinigen, siehe Seite 37.
Alle zwei Jahre.....	Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler/Monteur, siehe Serviceinformationen hinten im Handbuch.

- Die Produktdokumentation muss bei der Fahrzeuguntersuchung (TÜV) vorgezeigt werden können.
- Zur Demontage setzen Sie sich bitte immer mit Ihrem Fachhändler/Monteur in Verbindung.

## Fehlersuche

6-Way Base .....  
funktioniert nicht.

Kontrollieren ob die /  
- Zündung des Fahrzeugs an ist.  
- Sicherung intakt und die Fahrzeugbatterie geladen ist.  
- gewünschte Bewegung nicht behindert wird.

6-Way Base .....  
funktioniert, obwohl die Zündung des  
Fahrzeugs an ist.

Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler/Monteur.

Anormale Geräusche bei.....  
Bewegung.

Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler/Monteur.

Bei Garantiefragen oder falls Sie weitere Hilfe brauchen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler/Monteur. Folgende Daten sollten Sie dabei zur Hand zu haben:

Angaben beim Kontakt mit dem Fachhändler/Monteur /




Model /

Seriennummer /

Baujahr /


Kaufdatum /

Aufzeichnungen /



# Technische Spezifikation


## Technische Daten



Höhe..... 168 mm  
 Höhenbewegung..... Von 168 bis 348 mm  
 Breite..... 400 mm  
 Kurze Bodenplatte..... 926 mm  
 Horizontale Bewegung, kurze Bodenplatte..... 514 mm

Lange Bodenplatte ..... 1126 mm  
 Horizontale Bewegung, lange Bodenplatte..... 714 mm  
 Drehwinkel..... 140 °  
 Max. Benutzergewicht..... 150 kg  
 Sicherung..... 30 A

## Komponenten



A.....Crashgetestete Sicherheitsgurtinstallation  
 B.....Steuereinheit  
 C.....Platte für die Sitzeinfassung  
 D.....Fußplatte (Sonderausstattung)  
 E.....Bodenplatte

F.....Schlitten  
 G.....CE-Kennzeichnung  
 H.....Abdeckkragen

## Einweisung des Benutzers

Es ist BraunAbility Europe AB ausdrücklicher Wunsch, dass Sie als Benutzer sich sicher und bequem mit Ihrem neuen Produkt fühlen. Deshalb ist Ihr Monteur verpflichtet, Sie über folgende Punkte zu informieren /

Sicherheit  
Handhabung

Sollten zu einem späteren Zeitpunkt Fragen zum Produkt auftauchen, dürfen Sie sich selbstverständlich auch dann gern wieder an Ihren Fachhändler/Monteur wenden.

Die oben aufgeführten Kapitel wurden durchgesprochen/durchgenommen /

Datum /

\_\_\_\_\_  
Name des Fachhändlers /

\_\_\_\_\_  
Unterschrift, Monteur

\_\_\_\_\_  
Unterschrift, Benutzer



Merci d'avoir choisi une

# 6-Way Base d'BraunAbility!

Le présent manuel est importante partie du produit. Il contient des informations sur la manière d'obtenir une utilisation optimale et sûre. Conservez ce manuel dans un endroit sûr afin de pouvoir le consulter au besoin.

Si vous avez des questions concernant votre adaptation, n'hésitez pas à contacter votre installateur. Si vous souhaitez en savoir plus sur nous et notre gamme de solutions d'adaptation automobile, visitez le site [www.braunability.eu](http://www.braunability.eu).

Et merci encore pour votre confiance!





---

**Sécurité**

---

42 Mesures de sécurité

**Utilisation**

---

43 Côté gauche

44 Côté droit

**Instructions de maintenance**

---

45

**Recherche de pannes**

---

46

**Spécifications techniques**

---

48 Données techniques

49 Composants

**Introduction pour l'utilisateur**

---

50

“Product certificate” à la fin du manuel.

## Sécurité

### Mesures de sécurité



*Le poids max. de l'utilisateur est de 150 kg.*



*6-Way Base ne peut pas être manœuvré lorsque l'allumage de la voiture est en marche.*



*Si l'utilisateur a besoin d'un repose-pieds, la plaque de pieds doit être utilisée afin d'éviter les risques de coincement.*




*Le fauteuil roulant/scooter doit être ancré au plancher de la voiture pendant le déplacement.*



*Les interventions, adaptations ou réparations éventuelles réalisées sur un 6-Way Base ne doivent être effectuées que par un technicien autorisé.*

# Utilisation


Côté gauche



FR

Utilisation

Côté droit



## Instructions de maintenance

Au besoin .....	Nettoyez l'unité de commande, la plaque de pieds et la plaque de fond, voir page 49.
1 fois tous les 2 ans.....	Contactez votre installateur, voir les informations de service à la fin du manuel.

- La documentation du produit doit toujours être comprise lors du contrôle technique du véhicule.
- En cas de démontage, contactez toujours votre installateur.

## Recherche de pannes

6-Way Base ne .....  
fonctionne pas.

Contrôlez que /

- l'allumage de la voiture est éteint.
- le fusible est intact et que la batterie de la voiture est chargée.
- qu'aucun obstacle n'entrave le mouvement choisi.

6-Way Base fonctionne.....  
bien que l'allumage de la voiture soit  
en marche.

Contactez votre installateur.

Bruits anormaux lors du.....  
déplacement.

Contactez votre installateur.

Contactez votre installateur pour plus d'assistance ou pour toute question relative à la garantie. Ayez sous la main les informations suivantes /

Informations de contact de l'installateur /

Modèle /

Numéro de série /


Année de fabrication /

Date d'achat /

Remarques /

# Spécifications techniques

## Données techniques




Hauteur..... 168 mm  
 Déplacement en hauteur..... De 168 à 348 mm  
 Largeur ..... 400 mm  
 Plaque de fond courte..... 926 mm  
 Déplacement horizontal, plaque de fond courte..... 514 mm

Plaque de fond longue..... 1126 mm  
 Déplacement horizontal, plaque de fond longue..... 714 mm  
 Angle de pivotement..... 140 °  
 Poids max. de l'utilisateur..... 150 kg  
 Fusible..... 30 A



## Composants



A.....Connecteur de ceinture de sécurité testé en collision  
 B.....Unité de commande  
 C.....Plaque de fixation du siège  
 D.....Plaque de pieds (option)  
 E.....Plaque de fond

F.....Chariot  
 G.....Marquage CE  
 H.....Cols de protection

## Introduction pour l'utilisateur

BraunAbility Europe AB souhaite que vous vous sentiez, en tant qu'utilisateur, en sécurité et à l'aise avec votre nouveau produit. Votre installateur va donc parcourir les chapitres suivants avec vous /

Sécurité  
Utilisation

Si vous deviez ultérieurement avoir des questions sur le produit, n'hésitez pas à contacter de nouveau votre installateur.

Les chapitres ci-dessus ont été lus /

Date /

---

Nom du revendeur /

---

---

Signature, installateur

---

Signature, utilisateur



Gracias por elegir una

# 6-Way Base de BraunAbility!

El siguiente manual es un componente importante del producto que le indica cómo lograr un uso óptimo y seguro del mismo. Por lo tanto, guarde el manual de modo que sea fácilmente accesible en caso de necesidad.

Si tiene alguna pregunta sobre su adaptación le pedimos que se ponga en contacto con el instalador local. Si desea saber más sobre nosotros y nuestra gama de soluciones de adaptación para automóviles, visite [www.braunability.eu](http://www.braunability.eu).

Una vez más, ¡muchas gracias por su confianza!



**Seguridad**

---

54 Medidas de seguridad

**Uso**

---

55 Lado izquierdo

56 Lafo derecho

**Instrucciones de mantenimiento**

---

57

**Localización de fallos**

---

58

**Especificaciones técnicas**

---

60 Datos técnicos

61 Componentes

**Introducción para usuarios**

---

62

“Product certificate” al final del manual.

## Seguridad

### Medidas de seguridad



*La capacidad de carga máxima es de 150 kg.*



*No es posible maniobrar el 6-Way Base cuando está activado el encendido del automóvil.*



*Si el usuario necesita un reposapiés se debe utilizar una placa para los pies para evitar el riesgo de aprisionamiento.*




*La silla de ruedas/el scooter debe estar amarrada/o al suelo del automóvil durante el viaje.*




*Cualquier intervención, adaptación o reparación del 6-Way Base deberá ser realizada exclusivamente por un técnico autorizado.*

# Uso

## Lado izquierdo



### Lafo derecho





# Instrucciones de mantenimiento

Cuando sea necesario.....

Limpia la unidad de control, la placa para los pies y la placa de base, véase la página 61.

1 vez cada dos años.....

Contactar con el instalador local, consultar la información sobre el servicio bien al final del manual.

- Llevar siempre la documentación del producto al efectuar la inspección técnica del vehículo.
- Para el desmontaje contactar siempre con el distribuidor local.

## Localización de fallos

6-Way Base no funciona.....

Controlar que /

- esté activado el encendido del automóvil.
- el fusible esté en buenas condiciones y que la batería del automóvil esté cargada.
- no haya ningún obstáculo para el movimiento seleccionado.

6-Way Base funciona a.....  
pesar de que está activado el  
encendido del automóvil.

Contactar con el distribuidor.

Se oyen ruidos extraños durante.....  
el movimiento.

Contactar con el distribuidor.

Para más asistencia o consultas sobre la garantía, contactar con el distribuidor local.  
Se recomienda tener accesible la siguiente información /

Datos de contacto del instalador /

Modelo /

Núm. de serie /

Año de fabricación /

Fecha de compra /

Notas /

---

---

---

---

---


---

---

---

# Especificaciones técnicas


## Datos técnicos



Altura..... 168 mm  
 Desplazamiento en altura..... De 168 a 348 mm  
 Anchura..... 400 mm  
 Placa de base corta..... 926 mm  
 Desplazamiento horizontal, placa de base corta..... 514 mm

Placa de base larga..... 1126 mm  
 Desplazamiento horizontal, placa de base larga..... 714 mm  
 Ángulo de giro..... 140 °  
 Capacidad de carga máx. .... 150 kg  
 Fusible..... 30A

## Componentes



A.....El punto de fijación del cinturón a  
sido sometido a pruebas de choque  
B.....Unidad de control  
C.....Placa para fijar el asiento  
D.....Placa para los pies (opcional)

E.....Placa de base  
F.....Carro deslizante  
G.....Marca CE  
H.....Cubiertas

## Introducción para usuarios

BraunAbility Europe AB quiere que usted, como usuario, se sienta seguro y cómodo con su nuevo producto. Por eso, el instalador local debe repasar lo siguiente con el usuario /

Seguridad  
Uso

Si en una etapa posterior surgiesen preguntas en cuanto al producto el usuario puede volver a contactarse con el distribuidor local.

Se han repasado los capítulos antes mencionados /

Fecha /

---

Nombre del distribuidor /

---

---

Firma del instalador

---

Firma del usuario



Grazie per avere scelto

# 6-Way Base di BraunAbility!

Il presente manuale è parte integrante del prodotto e fornisce informazioni importanti per un uso ottimale e sicuro. Conservare quindi il manuale a portata di mano per qualsiasi evenienza.

Per qualsiasi domanda sulla vostra soluzione personalizzata, rivolgetevi all'installatore. Se vuoi saperne di più su di noi e sulla nostra gamma di soluzioni di adattamento per auto, visita [www.braunability.eu](http://www.braunability.eu).

Di nuovo, grazie per la fiducia accordataci!





---

**Sicurezza**


---

66 Misure di sicurezza

**Uso**


---

67 Lato sinistro

68 Lato destro

**Istruzioni di manutenzione**


---

69

**Ricerca dei guasti**


---

70

**Specificazioni tecniche**


---

72 Dati tecnici

73 Componenti

**Introduzione per utenti**


---

74

“Product certificate” alla fine del manuale.

## Sicurezza

### Misure di sicurezza



*Peso massimo dell'utente: 150 kg*



*Non è consentito azionare il 6-Way Base con il quadro dell'auto acceso.*



*Se l'utente necessita di supporto per i piedi, si consiglia di utilizzare una pedana per evitare il rischio di schiacciamento.*




*La sedia a rotelle/lo scooter devono essere ancorati al pianale dell'auto durante la marcia.*




*Eventuali interventi, adeguamenti o riparazioni del 6-Way Base sono riservati ai tecnici autorizzati.*

# Uso

## Lato sinistro



### Lato destro



## Istruzioni di manutenzione

All'occorrenza.....	Pulire l'unità di comando, la pedana e la piastra di fondo, vedere pag. 73.
Ogni due anni.....	Contattare l'installatore, vedere le informazioni per la manutenzione alla fine del manuale.

- Portare sempre con sé la documentazione del prodotto alla revisione della vettura.
- Per l'eventuale smontaggio, rivolgersi sempre all'installatore.

## Ricerca dei guasti

6-Way Base non funziona.....

Controllare che /

- il quadro dell'auto sia spento.
- il fusibile sia integro e la batteria carica.
- niente ostacoli il movimento selezionato.

6-Way Base funziona anche.....  
se il quadro dell'auto è acceso.

Contattare l'installatore.

Rumori anomali durante il.....  
movimento.

Contattare l'installatore.

Per maggiori informazioni o questioni di garanzia, rivolgersi all'installatore. Si raccomanda di tenere a portata di mano i seguenti dati /

Dati dell'installatore /

Modello /

Numero di serie /


Anno di produzione /

Data di acquisto /

Note /

# Specificazioni tecniche

## Dati tecnici




Altezza..... 168 mm  
 Movimento verticale..... Da 168 a 348 mm  
 Larghezza..... 400 mm  
 Piastra di fondo corta..... 926 mm  
 Movimento orizzontale, piastra di fondo corta..... 514 mm

Piastra di fondo lunga..... 1126 mm  
 Movimento orizzontale, piastra di fondo lunga..... 714 mm  
 Angolo di rotazione ..... 140°  
 Peso max dell'utente..... 150 kg  
 Fusibile..... 30 A



## Componenti



A.....Aggancio della cintura che ha superato il crash test  
 B.....Unità di comando  
 C.....Piastra di fissaggio del sedile  
 D.....Pedana (opzionale)  
 E.....Piastra di fondo

F.....Slitta  
 G.....Marchio CE  
 H.....Colletti di copertura

## Introduzione per utenti

L'obiettivo di BraunAbility Europe AB è che l'utente si senta sicuro e a suo agio con il prodotto; a questo scopo, l'installatore ha il compito di esaminare i seguenti capitoli con voi /

Sicurezza

Uso

Se sorgessero eventuali domande in futuro, vi preghiamo di contattare nuovamente l'installatore.

I capitoli menzionati sono stati trattati /

Data /

---

Nome del rivenditore /

---

---

Firma, installatore

---

Firma, utente



Takk for at du velger en

# 6-Way Base fra BraunAbility!

Følgende håndbok er en viktig del av produktet som gir informasjon om hvordan du oppnår optimal og sikker bruk. Derfor må du holde håndboken slik at den lett blir funnet når det trengs.

Hvis du har spørsmål om tilpasning, vennligst kontakt installatøren. Hvis du vil vite mer om oss og vårt utvalg av biltilpasningsløsninger, besøk [www.braunability.eu](http://www.braunability.eu).

Igjen, takk for din selvtillit!



---

**Sikkerhet**

---

78 Sikkerhetshensyn

---

**Håndtering**

---

79 Venstre side

80 Høyre side

---

**Vedlikeholdsanvisning**

---

81

---

**Feilsøking**

---

82

---

**Tekniske spesifikasjoner**

---

84 Tekniske data

85 Komponenter

---

**Introduksjon for brukere**

---

86

Serviceinformasjon og "Declaration of conformity" helt bakerst i håndboken.

## Sikkerhet

### Sikkerhetshensyn



*Den maksimale brukervekten på 150 kg må ikke overskrides.*



*6-Way Base kan ikke styres fordi tenningen til bilen er på.*



*Hvis brukeren har behov for fotstøtte, bør det brukes fotplate for å unngå klemfare.*




*Rullestolen/skutteren skal være forankret i bilgulvet under turen.*




*Eventuelle inngrep, justeringer eller reparasjoner på en 6-Way Base må utføres av en autorisert tekniker.*

# Håndtering


Venstre side




Høyre side





C



B



A





## Vedlikeholdsanvisning

Ved behov.....

Rengjør styreenhet, fotplate og bunnplate, se side 85.

I gang hvert annet år .....

Kontakt installatøren. Se serviceinformasjon bakerst i håndboken.

- Produktdokumentasjonen skal alltid tas med ved inspeksjon av kjøretøyet.
- Kontakt alltid installatøren ved demontering.

## Feilsøking

6-Way Base fungerer ikke .....

Kontroller at /

- tenningen til bilen er av.
- sikringen er hel og at bilbatteriet er ladet.
- ingenting er i veien for den valgte bevegelsen.

6-Way Base fungerer selv.....  
om tenningen til bilen er på.

Kontakt installatøren for gjennomgang.

Det høres en mislyd ved bevegelse.....

Kontakt installatøren for gjennomgang.

Kontakt installatøren for ytterligere hjelp eller spørsmål om garanti.  
Det anbefales å ha følgende informasjon tilgjengelig /

Modell /

Serienummer /

Produksjonsår /

Kjøpedato /

Kontaktopplysninger for installatør /


Notater /

NO

Feilsøking

# Tekniske spesifikasjoner


## Tekniske data



Høyde ..... 168 mm  
 Forflytning i høyde ..... Fra 168 til 348 mm  
 Bredde ..... 400 mm  
 Bunnplate kort ..... 926 mm  
 Forflytning horisontalt, bunnplate kort ..... 514 mm

Bunnplate lang ..... 1126 mm  
 Forflytning horisontalt, bunnplate lang ..... 714 mm  
 Dreievinkel ..... 140 °  
 Maks. brukervekt ..... 150 kg Sikring  
 30 A

## Komponenter



A.....Kollisjonstestet holder til sikkerhetsbeltet  
 B.....Styreenhet  
 C.....Plate for seteinnfesting  
 D.....Fotplate (ekstrautstyr)  
 E.....Bunnplate

F.....Glider  
 G.....CE-merking  
 H.....Dekkplater

## Introduksjon for brukere

BraunAbility Europe AB vil at du som bruker skal føle deg trygg og bekvem med det nye produktet. Derfor har installatøren i oppgave å gå gjennom følgende med deg /

Sikkerhet  
Håndtering

Hvis du har spørsmål om produktet på et senere tidspunkt, er du naturligvis velkommen til å kontakte installatøren igjen.

Ovenstående punkter er gjennomgått /

Dato /

\_\_\_\_\_  
Navn på forhandler. /

\_\_\_\_\_  
Underskrift, installatør

\_\_\_\_\_  
Underskrift, bruker



# Product certificate

## Manufacturer /

BraunAbility Europe AB  
Åkerivägen 7  
443 61 Stenkullen  
Sweden

Phone: +46 302 254 00  
E-mail: [info@braunability.eu](mailto:info@braunability.eu)  
[www.braunability.eu](http://www.braunability.eu)

## Declares that the product /

6-Way Base,  
model right/left, 1000/1200

## Conforms to following directives, standards and regulations /

2006/42/EEC  
2007/46 EEC  
2007/47/EEC,  
LVFS 2013:11  
ECE R-10  
ECE R-14  
ECE R-16  
ECE R-17 rev 5 (incl supplement 08)  
ECE R- 21  
ISO 3795

BraunAbility Europe AB, Stenkullen  
2019-04-02



Jan M Jensen  
Managing Director





Accredited by SWEDAC as testing laboratory in accordance with ISO/IEC 17025:2005  
Quality system certified in accordance with ISO 9001:2015

Illustrations, descriptions and specifications in the user manual are based on current product information.  
BraunAbility Europe AB reserves the right to make alterations without previous notice.  
© 2019 BraunAbility Europe AB



**BraunAbility Europe AB**  
Åkerivägen 7  
443 61 Stenkullen  
Sweden

Phone: +46 302 254 00  
E-mail: [info@braunability.eu](mailto:info@braunability.eu)  
[www.braunability.eu](http://www.braunability.eu)