

# TILDA™

## kippt den Autositz und macht das Ein- und Aussteigen noch einfacher



Die Füße ruhen auf der Fußstütze und müssen nicht hineingehoben werden.



Tilda in Kombination mit Carony.

### Kippt den Sitz in drei verschiedene Positionen

TILDA lässt sich sehr gut mit der Schwenkplattform TURNOUT kombinieren und macht das Einsteigen ins Auto noch einfacher.

Die Füße ruhen auf der Fußstütze, so dass man die Beine nicht über die Schwelle heben muss, wenn der Sitz in das Fahrzeug geschwenkt wird.

In Verbindung mit CARONY bietet TILDA dem Kopf mehr Freiraum, wenn der Sitz vom Carony-Fahrgestell auf die Schwenkplattform im Fahrzeug hinüberschoben wird.

 **auto**  
**ADAPT**  
for your independence

# IDEEN FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT




# TILDA™

TILDA ist speziell dafür ausgelegt, um mit folgenden Produkten kombiniert zu werden: Schwenkplattform TURNOUT, die den Autositz über die Schwelle hinausschwenkt. und CARONY, bei dem der Sitz von der Schwenkplattform im Fahrzeug auf ein Fahrgestell geschoben werden kann. oder GLEITSCHIENEN von Scheelman, mit deren Hilfe der Sitz im Fahrzeug auch in Längsrichtung justiert werden kann.

Die Fußstütze ist als Zubehör erhältlich.



*Tilda in Position 3 und in Kombination mit der Schwenkplattform TURNOUT, mit montierten Carony-Schienen an den Seiten. Die Fußstütze ist als Zubehör erhältlich.*



*Greift man um beide Handgriffe, so löst sich die Verriegelung und der Sitz kann aufgerichtet werden.*

## Crashtestgeprüft

Bei geneigter Position des Stuhls wird die Autofahrt bequemer und der Körper wird beim Sitzen entlastet. Tilda ist in Position 1 und 0 (aufrechte Stellung) crashtestgeprüft.

TILDA erfüllt folgende Normen und Richtlinien:  
74/60/EEC - 2000/4/EG, 74/408/EEC - 2005/39/EEC, 93/42/EEC,  
95/28/EG, ECE R-17, ECE R-21, SS-EN 12182, ISO 3795  
FMVSS 201, 207, 208 und 302

Max. Benutzergewicht: 150 kg

Höhe unter den Sitz: 24 mm

Breite: 520 mm

**auto**  
**ADAPT**  
for your independence

**Autoadapt AB**, Åkerivägen 7, S-443 61 Stenkullen, Schweden  
Tel: +46 302 25400 E-mail: [contact@autoadapt.se](mailto:contact@autoadapt.se)  
[www.autoadapt.de](http://www.autoadapt.de)