

TILDA™

tiltar stolen och gör det ännu lättare att komma in och ut ur bilen



Med fötterna på fotstödet behöver de inte lyftas in.



Tilda i kombination med Carony.


Tiltar stolen i tre lägen

TILDA kombineras med fördel med TURNOUT vridplatta och gör det ännu lättare att komma in i bilen. Med fötterna på fotstödet, slipper man att lyfta benen över tröskelkanten medan stolen vrids in i bilen.

I kombination med CARONY ger TILDA mer utrymme för huvudet då stolen skall skjutas över från Carony-underredet till vridplattan i bilen.

 auto
ADAPT
for your independence

UPPFINNINGAR FÖR LIVSKVALITÉ



TILDA™

TILDA är speciellt utformad för att kombineras med:

TURNOUT vridplatta som vrider ut bilstolen över tröskeln.

och

CARONY som gör att stolen kan skjutas över från vridplattan i bilen till ett rullstolsunderrede.


eller

GLIDSKENOR från Scheelman, som gör att stolen även kan justeras i längsled i bilen.

OBS! Fotstödet är ett tillval



Tilda i position 3 och i kombination med TURNOUT vridplatta, med Carony skenor monterade på sidorna. Fotstödet är ett tillval.



Greppa om båda handtagen så släpper spärren och stolen kan rätas upp igen.

Krocktestad

Med stolen tiltad i läge ett blir bilresan bekvämare och sittandet mer avlastande för kroppen.

Tilda är krocktestad i läge noll (upprät ställning) och i läge ett.

TILDA uppfyller följande standarder och direktiv:
74/60/EEG - 2000/4/EG, 74/408/EEG - 2005/39/EEG
93/42/EEG, 95/28/EG, ECE R-17, ECE R- 21,
SS-EN 12182, ISO 3795
FMVSS 201, 207, 208 och 302

Max brukarvikt: 150 kg.

Höjd, under stolen: 24 mm

Bredd: 520 mm

auto
ADAPT
for your independence

Autoadapt AB, Åkerivägen 7, S-443 61 Stenkullen
Tel: 0302 25400 E-mail: contact@autoadapt.se
www.autoadapt.se